

Sentarse, acostarse, caminar,
torcerse, correr. La piel
responde a todas esas acciones.
¿Por qué no también el apósito?

ALLEVYN Life



ALLEVYN Life Sacrum



(+56-2)2674 22 00
contacto@LBF.cl
www.LBF.cl
Av. La Oración 1299, Pudahuel, Santiago

smith&nephew
ALLEVYN[®]
Life

Diseñado para las personas
que también son pacientes

Los apósitos ALLEVYN[®] Life: Diseñados para brindar al paciente una experiencia óptima.

96% de los Profesionales de la Salud recomendarían utilizar ALLEVYN Life en la práctica clínica!

Para las personas que viven con heridas 24/7, el cuidado de éstas implica mucho más para ellos que sólo la curación física. En Smith & Nephew queremos que las personas se sientan bien mientras la cicatrización tiene lugar. Con nuestros apósitos de forma única, con bordes amplios, que se ajustan de manera segura, los pacientes con heridas se sienten más como personas y menos como pacientes²⁻⁴.

- **Forma con cuatro lóbulos que permite un ajuste seguro**
Se adapta muy de cerca a los contornos del cuerpo humano, optimizando los cambios de apósito y minimizando el desperdicio¹, a su vez que permite a los pacientes bañarse²⁻⁴
- **Capa discreta que ayuda a garantizar la confianza del paciente**
Minimiza el impacto visual del exudado (in vitro),⁵ proporcionando discreción a los pacientes, optimizando los cambios de apósito¹ y reduciendo el desperdicio
- **Capa de contacto de silicón para una remoción gentil**
Es amable con la piel, minimizando el dolor durante los cambios de apósito⁶
- **Capa de bloqueo de fugas que ayuda al paciente a permanecer tranquilo**
Excelente bloqueo de fluidos bajo presión (in-vitro), y prevención de fugas (in-vitro).⁷ Absorción de los compuestos representativos que causan el mal olor en pruebas in-vitro⁸
- **Capa amortiguadora que ofrece la máxima protección**
El diseño multicapa del apósito permite amortiguar y distribuir la presión (in-vitro),⁹ de manera que los pacientes puedan sentirse protegidos contra los golpes y sacudidas de todos los días¹⁰

ALLEVYN Life en acción: Caso clínico del Sr. A¹¹

Tratando una úlcera por presión que se deteriora rápidamente

- Paciente masculino de aproximadamente 80 años de edad, con deterioro de la movilidad, incontinencia y desnutrición
- Presenta en el sacro una úlcera por presión Categoría III cubierta por una escara, con mal olor y exudado abundante
- Los cambios de apósito se efectuaban al menos una vez al día, y a menudo con mayor frecuencia.

Objetivos clínicos


- Mejorar el estado nutricional del paciente y eliminar el tejido necrótico del lecho de la herida
- Encontrar un apósito que no se desprenda, que minimice el olor y gestione el exudado de forma efectiva

Encontrando la opción de tratamiento correcta

- Se utilizó ALLEVYN Life como apósito secundario para gestionar el exudado y reducir el mal olor, sin desprenderse
- Se utilizó DURAFIBER[®] para contener y absorber una gran cantidad de exudado.

Éxito del tratamiento (Semana 6)

- La condición de la herida continuó mejorando, disminuyó su tamaño, se eliminó el mal olor por completo y se gestionó el exudado de forma efectiva
- El estado físico y la calidad de vida del Sr. A mejoraron significativamente



¿Busca ALLEVYN Life? Busque el empaque con la barra azul...

Código LBF	Código Convenio Marco	Medidas	Empaque
037-04643		10.3cm x 10.3cm	1/10
037-04452	1387330	12.9cm x 12.9cm	1/10
037-04533	1387332	15.4cm x 15.4cm	1/10
037-04451	1299461	Sacum 17.2cm x 17.5cm	1/10



*Marca registrada de Smith & Nephew
© Smith & Nephew Diciembre 2013
46328



Referencias: 1. Stephen-Haynes et al., An appraisal of the clinical performance and economic benefits of a silicone foam in a large UK primary care organisation. Journal of Community Nursing 2013. 2. Smith & Nephew data on file report OR-DOF 020 An open, prospective, randomised, comparative volunteer trial to compare the performance of silicone adhesive dressings. Mepilex[™] Border. 3. Smith & Nephew data on file report OR-DOF 041 An open, prospective, comparative volunteer trial to assess the retention qualities of ALLEVYN Life and Biatain[™] Silicone. 4. Smith & Nephew data on file report OR-DOF 011, Results from a multi-centre, non-comparative clinical in market evaluation of ALLEVYN Gentle Border dressing and from Open, prospective randomised, within volunteer comparison of Dakota and Mepilex Border in terms of showerproof and use on awkward areas. Hussein D; August 2010. 5. Smith & Nephew data on file report DS/12/129/DOF Simulated wound model testing of ALLEVYN Life and Mepilex Border. 6. Rossington et al., Clinical performance and positive impact on patient wellbeing of ALLEVYN Life. Wounds UK, Vol 9, No 4. 2013. 7. Smith & Nephew data on file report DS/12/130/DOF Simulated wound model testing of ALLEVYN Life and Mepilex Border. 8. Smith & Nephew data on file report DS/12/127/DOF Odour reducing properties of ALLEVYN Life. 9. Smith & Nephew data on file report DS/12/185/DOF Impact protection properties of ALLEVYN Life, Mepilex Border and Biatain Silicone. 10. Smith and Nephew data on file report OR-DOF/024 - An open, prospective, randomised, volunteer trial to assess ALLEVYN Life dressings in terms of volunteer's perception of protection. 11. ALLEVYN Life in the treatment of category 3 pressure ulceration. Debbie Simons.